

## Ficha Técnica

**Produto:** Lureking bed bug monitor – Armadilha percevejo das camas

**Código:** CAT-NO33-260

**Função do produto:** Monitorização



**Descrição:** Armadilha do percevejo das camas é altamente eficaz para monitorização do percevejo das camas. A armadilha contém isco, e é fácil de utilizar.

**Longevidade:** 6 - 8 semanas depois de aberto

**Ingrediente Ativo:** Atrativo de Percevejo das camas

**Embalagem:** Caixa de 100

### Aplicação:

Separe as armadilhas em dois dobrando as linhas de perfuração e separando. Retire o papel protetor do adesivo base. Forme o formato da armadilha inserindo a ranhura A na ranhura B. A armadilha tem atrativo e está pronta para uso.

### Quando utilizar:


Esta armadilha pode ser usada para fins de monitorização antes da praga se tornar um problema ou utilizada para combater populações de pragas.

### Densidade:

Coloque a armadilha onde houver suspeita de infestação, garantindo que ela esteja conveniente para se verificar regularmente. Os lugares ideais seriam em baixo/ao lado da cama, atrás das cortinas ou próximo aos móveis. As armadilhas podem ser fixas às paredes/rodapés utilizando a fita cola de dupla face.

### Substituição:

Substitua a armadilha a cada 6 - 8 semanas e/ou quando estiver cheia de insetos e descarte-a longe da área de monitoramento.



## Armazenamento

Armazenar em local seco e fresco, longe da luz solar direta.

## Precauções

- Não comer e beber, quando manusear este produto.
- Utilizar luvas quando manusear qualquer produto que tenha feromona.

Agurys Lda,  
Rua Mariana  
Andrade, 7H  
2840-196 Seixal



Tel: +351 216 033 561  
Mail: geral@agurys.com  
Site: www.agurys.com